



# NOTICE



1

- **Déplier la chaise** en tirant la partie inférieure (support jambe) jusqu'au "clic".
- **Dégager les sangles.** Vérifier que tout soit bien verrouillé



2

- **Allonger les poignées** se situant au niveau des jambes en appuyant sur les boutons situés aux extrémités.



3

- **Boucler et serrer les sangles et éviter qu'elles pendent,** dans l'ordre suivant :

- Tibia
- Cuisses
- Poitrine



4

- **Porter le fauteuil** de la même manière que sur la photo.

